

Код товару

RT-MB-006 – Прилад для визначення швидкості розпаду бітумної емульсії

Аксесуари:

RT-MU-001/OS-10 – Верхньопривідна мішалка з регулюванням швидкості в комплекті з лопатевою насадкою
RT-MB-006/C – Стакан з нержавіючої сталі, 500 мл

Стандарти:

EN 13075-1

Опис:

Тестовий набір RT-MB-006 використовується для визначення індексу розпаду катіонних бітумних емульсій, безрозмірного значення, яке відповідає масі еталонного наповнювача, необхідного для коагуляції 100 г бітумної емульсії.

Тестовий набір RT-MB-006 складається з:

- Лійка з регулятором дозування та вбудованим вібратором;
- Ступка порцелянова – 2 шт.;
- Шпатель з нержавіючої сталі;
- Опорна основа, штатив та затискач.

Тестовий набір RT-MB-006 відповідає базовому «Обладнанню для ручної процедури», передбаченому стандартом EN 13075-1.

Для виконання тесту в «Напівавтоматичній процедурі» комплект повинен бути доповнений верхньопривідною мішалкою та стаканом з нержавіючої сталі (див. аксесуари).

Вага (прибл.)– 4 кг

