

Код товару

RT-MB-007 – Прилад для визначення стабільності бітумних емульсій

Стандарти:

NF T66-022

Опис:

RT-MB-007 використовується для визначення стійкості емульсій при зберіганні шляхом декантації.

Прилад складається з:

- Стабілізоване джерело струму 12 В
- Циліндричний електрод
- Банка з нержавіючої сталі, 500 мл
- Основа з тримачем
- Годинникове скло.

Вага (прибл.)– 4 кг

Електроживлення – 220-230 В, 50 Гц, 1 фаза

