

Код товару:

RT-MAg-007 – Випробувальний набір, для методу з використанням метиленового синього

Акcesуари:

RD-MAg-007/zK – Каолініт, 1000 г

RD-MAg-007/zM – Розчин метиленового синього, 250 мл

RD-MAg-007/zF – Папір фільтрувальний (упаковка 100 дисків)

Стандарти:

EN 933-9



Опис:

Випробувальний набір RT-MAg-007 використовується для визначення вмісту глини в дрібній фракції заповнювачів згідно з EN 933-9.

Випробувальний набір, для методу з використанням метиленового синього складається з:

- Підвісна лабораторна мішалка з електронним регулюванням швидкості до 2000 об/хв
- Лопатева мішалка $\varnothing$ 75 мм
- Бюретка скляна з запірним краном, 50 см³
- Підставка та тримач бюретки
- Скляна паличка $\varnothing$ 8 x 300 мм
- Кролба з боросилікатного скла, 1000 мл.

Папір фільтрувальний, розчин метиленового синього і каолініт замовляються окремо.
Вага (прибл.): 10 кг.